

## Těhotenský test Ultra časný



Pro domácí testování.  
Před provedením testu si pozorně přečtete tento návod.

Testujte již **6 dní před** vynechanou menstruací!

Pokud provádíte časné testování, použijte první ranní moč. Jinak testujte kdykoli.

Před provedením testu nepijte větší objem tekutin.

Výsledek zjistíte do 10 minut

### 1 Proveďte test

Test vyjměte z fólie, sejměte kryt a ihned použijte. Umístěte špičku měnič barvu:

do proudu moči **5 sekund**

nebo

do odebraného vzorku moči **20 sekund**

**DŮLEŽITÉ:** Špičku zcela ponořte, viz obrázek

**DŮLEŽITÉ: Špička měnič barvu ihned zružoví, což znamená, že je moč absorbována. Jakmile špička měnič barvu zružoví, začněte odpočítávat.** Znovu nasadte kryt a položte testovací tyčinku na rovnou plochu. Jestliže špička nebude úplně růžová, viz „Chyby testování“.

### 2 Počkejte



Čárka v kontrolním okénku se může rychle objevit, ale před interpretací výsledku musíte **POČKAT CELÉ 3 MINUTY**.

Jestliže se neobjeví modré čárky, viz „Chyby testování“.

### 3 Výsledky

**Jste těhotná - Jestliže je výsledek „Jste těhotná“, navštivte svého lékaře.**

Obrázek A

Obrázek B

Obrázek C



**Nejste těhotná** (viz otázka 2).



Pokud si nejste jisti výsledkem, viz otázka 6.

Okénko s výsledkem

Kontrolní okénko

**JESTLIŽE UVIDÍTE DVĚ ČÁRKY, JSTE TĚHOTNÁ. NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAK JSOU ČÁRKY BLEDE NEBO TMAVÉ.** Aby byl váš výsledek platný, musí být v kontrolním okénku modrá čárka. Pokud tomu tak není, viz „Chyby testování“.  
**DŮLEŽITÉ!** Výsledek si prohlédněte do **10 minut** od provedení testu. Jakékoli změny po uplynutí této doby jsou již irelevantní.

### ? Otázky a odpovědi

- Můj výsledek je „Jste těhotná“. Co mám udělat?** Navštivte svého lékaře, který vám poradí, jaké další kroky byste měla učinit. Může se stát, že budete mít pozitivní výsledek, ale později zjistíte, že už nejste těhotná (viz otázka 7).
  - Můj výsledek je „Nejste těhotná“. Co to znamená?** Nemusíte být těhotná nebo hladina těhotenského hormonu ještě není dostatečně vysoká, aby mohla být zjištěna. Za tři dny proveďte test znovu. Pokud tento test udává výsledek „Nejste těhotná“ a vaše menstruace se opozdila, navštivte svého lékaře.
  - Jak brzy mohu test provést?** Tento test lze použít již 6 dní před vynechanou menstruací (5 dní před očekávanou menstruací). Protože hladiny hormonů se u jednotlivých žen liší a v rané fázi těhotenství mohou být velmi nízké, můžete být těhotná, a přesto mít negativní výsledek. Nižší uvedená tabulka ukazuje procento těhotenství, která byla zjištěna při laboratorním testování se vzorky moči z raného stádia těhotenství:
- | Dny před vynechanou menstruací | -1    | -2    | -3    | -4    | -5   | -6   |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Zjištěná těhotenství           | >99 % | >99 % | >99 % | >99 % | 96 % | 79 % |
- Jak funguje těhotenský test Clearblue?** Tento test zjišťuje přítomnost těhotenského hormonu hCG (lidský choriový gonadotropin) v moči. Citlivost testu je 10 mIU/ml. Dle laboratorních testů je přesnost vyšší než 99 % při použití ode dne očekávané menstruace.
  - Může být výsledek testu ovlivněn některými léky nebo zdravotním stavem?** Před testováním si vždy přečtete pokyny výrobce v příbalovém letáku ke všem lékům, které užíváte. Léky obsahující hCG a některá vzácná onemocnění mohou být příčinou falešně pozitivních

výsledků. Mimoděložní nebo nedávne těhotenství, i v případě nedonošení, mohou způsobit zavádějící výsledky. Pokud jste v menopauze nebo se jí blížíte, můžete obdržet falešně pozitivní výsledek. Jste těhotná, ačkoli těhotná nejste.

Test by NEMĚL být ovlivněn hormonální léčbou obsahující klomifen citrát, běžnými léky proti bolesti, alkoholem, antibiotiky ani antikoncepčními pilulkami. Pokud jsou výsledky testu neočekávané, měla byste je probrat se svým lékařem.

- Co když si nejsem výsledkem jistá?** Jestliže uvidíte dvě modré čárky do 10 minut od provedení testu, jste těhotná, nezáleží na tom, jak bledé nebo tmavé jsou čárky.

#### Výsledky „Jste těhotná“

**Obrázek A** K tomuto dojde s větší pravděpodobností v případě, že provádíte test před očekávanou menstruací, kdy hladiny hCG mohou být ještě relativně nízké.

**Obrázek B** Toto můžete vidět, jestliže provádíte test okolo dne očekávané menstruace, protože hladiny hCG mohou být ještě relativně nízké.

**Obrázek C** Toto můžete vidět, jestliže provádíte test více než několik dnů po vynechané menstruaci, protože hladiny hCG jsou vyšší.

Pokud si stále nejste výsledkem jista, počkejte nejméně 3 dny a proveďte další test. Při testování pečlivě dodržujte pokyny.

- Výsledek předchozího testu byl „Jste těhotná“, ale když jsem test zopakovala, byl výsledek negativní nebo jsem začala menstruovat. Co to znamená?** Je možné mít pozitivní výsledek a později zjistit, že už nejste těhotná. Tomu se říká „časná těhotenská ztráta“, která není neobvyklá a postihuje přibližně 1 ze 4 těhotenství. Většina žen může mít později zdravé těhotenství.

### www.clearblue.com

Pokyny k použití testu Clearblue Ultra časný s označením „CB14“ na obalu. Pro domácí testování. Určeno pouze pro diagnostické použití *in vitro*. Není určeno pro vnitřní použití. Nepoužívat opětovně. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte při teplotách mezi 2 a 30 °C. Pokud byl test skladován v chladničce, ponechte jej 30 minut před testováním dosáhnout pokojové teploty. Prostatek nepoužívejte, jestliže je fóliový obal poškozen. Nepoužívejte po datu spotřeby. Zlikvidujte s normálním domovním odpadem. Prostatek nerozebírejte. Obsahuje malé části. Žádná část tohoto prostředku není vhodná ke konzumaci. Dojde-li k náhodnému požití, vyhledejte lékařskou pomoc. Jakékoli zranění způsobené použitím tohoto výrobku oznamte společnosti Clearblue.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švýcarsko. Clearblue je ochranná známka společnosti SPD. © 2021 SPD. Všechna práva vyhrazena.

Máte-li dotazy týkající se výrobků, kontaktujte prosím zákaznickou podporu na níže uvedenou adresu:

✉ Distribuce v ČR: Fidia Pharma CZ s.r.o., K Betání 1092/19, 148 00 Praha 4, Česká republika.

LOT	Kód šarže	IVD	Diagnostický zdravotnický prostředek pro použití <i>in vitro</i>	Výrobce
	Datum spotřeby	Teplotní omezení 2-30 °C	Nepoužívejte opakovaně	

79 % výsledků. Jste těhotná může být zjištěno 6 dní před vynechanou menstruací (5 dní před očekávanou menstruací).

### ! Chyby testování

**Špička měnič barvu nezružoví úplně.** Je možné, že jste neaplikovala dostatečné množství moči. Jestliže se kontrolní čárka objeví do 10 minut od provedení testu, můžete si být jistá, že test byl úspěšný.

**Do 10 minut po provedení testu se v kontrolním okénku modrá čárka neobjeví.** Test neproběhl úspěšně, pravděpodobně proto, že bylo použito příliš mnoho nebo příliš málo moči. Proveďte testování znovu s novým testem a pečlivě dodržujte pokyny.

